

BagOpen®

Portoir ouvre-sac

Réf. 211 010 (80/100 mL) - Réf. 211 040 (400 mL) - Réf. 211 350 (3500 mL)



Fabrication :



Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001

BagOpen® permet d'ouvrir facilement le sac et de le maintenir ouvert en position verticale (sans aucun contact avec l'échantillon).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Socle stable et solide
- Parois en polycarbonate
- Résistant jusqu'à 65°C mais pas autoclavable
- Disponible pour sacs 80/100/400/3500 mL
- Produit fabriqué pour INTERSCIENCE par Interlab, entreprise certifiée ISO 9001
- Conçu et fabriqué en France

BagOpen® 80/100

Réf. : 211 010

- Volume : 80/100 mL
- Dimensions (l x p x h) : 9 x 4,6 x 17 cm
- Emballage (l x p x h) : 23 x 12 x 5 cm, poids : 200 g

BagOpen® 400

Réf. : 211 040

- Volume : 400 mL
- Dimensions (l x p x h) : 15 x 7,5 x 25 cm
- Emballage (l x p x h) : 26 x 16 x 6,2 cm, poids : 540 g

BagOpen® 3500

Réf. : 211 350

- Volume : 3500 mL
- Dimensions (l x p x h) : 32 x 14,4 x 43,6 cm
- Emballage (l x p x h) : 45 x 20 x 5 cm, poids : 2 kg